

Jak dostarczyć próbki do laboratorium?

Próbki mięsa (mięśnie predylekcyjne) muszą być wolne od tłuszczu, powięzi oraz ścięgien.

Miejsca pobierania próbek i minimalna ilość mięsa do badania:

Świnia: Przepona, język, mięśnie żuchwy

Dzik: Przepona, mięśnie żuchwy, mięśnie międzyżebrowe, mięśnie przedramienia.

Dostarczana próbka powinna mieć masę co najmniej 50 g, bez ścięgien i powięzi.

Uwaga!!! Nie należy zamrażać próbek przed badaniem.